

体幹・骨盤サポートパイプ

(車いす・座位保持装置部品)



〈装着例〉



グランドフリッチャー



ペルモビールC300




キャット



カリブー


体幹・骨盤サポートは、フレーム背パイプ部に取り付け、張り調節ベルトを通し、身体を広い面で支持します。サポートする深さ、幅、高さの調節が現場で可能となり、利用者様の成長や変化に随時対応できます。

- サイズ SS・S・M・L
(体幹のみ)
- 取り付け用クランプ付
(22 mmパイプ用、25 mmパイプ用)



(体幹)

サイズ	a	b
SS	142	89
S	172	89
M	194	89
L	220	118



(骨盤)

サイズ	a	b
S	102	89
M	132	89
L	162	118

※ b 寸法は背パイプ前面～サポートパイプ前面

●製品の改良のため仕様を変更する場合があります。 ●印刷の都合上、実際の色と多少異なることがあります。